

Biotin-Markiertes Kaninchen-Monoklonales Anti-Mensch/Affe Cd3 Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0010608



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes und cynomolgus CD3 Epsilon. Validiert für die Durchflusszytometrie unterstützt dieses Reagenz die T-Zell-Profilierung bei Immunonkologie und der Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen Anti-Mensch/Affe CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	916
Gen-ID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein (Aminosäuren 1-126 von humanem CD3, NP_000724.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P07766
Proteinmasse	23 kDa
Versand	Eisbeutel