

Biotin-Konjugierter Kaninchen-Anti-Human/Affe Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P07766

Artikelnummer: CM0008181



Einführung

Biotin-konjugierter, monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humane und Javaneraffen-CD3-Epsilon-Kette, validiert für die Durchflusszytometrie. Ziel ist der TCR-CD3-Komplex, essentiell für T-Zell-Aktivierungs- und Entwicklungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Human/Affe CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	916
Gen-ID	916
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Human, Javaneraffe
SWISS	P07766
Protein-Gewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel