


Biotin Kaninchen Anti-Human/Affe Hla-Dr Mak Für Fc - P01903

Artikelnummer: CM0012367



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen die HLA-DR-Alpha-Kette, validiert für Durchflusszytometrie an humanen und Cynomolgus-Proben. Ideal für die Phänotypisierung von Immunzellen und Studien zur Antigenpräsentation der MHC-Klasse-II.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Human/Affe HLA-DR mAk
Bemerkungen/Alias	HLA-DRA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3122
Gen-ID	3122
Immunogen	Rekombinantes Protein von humanem HLA-DRA
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Mensch, Cynomolgus
SWISS	P01903
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel