


Biotin-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus Cd11B Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P05555

Artikelnummer: CM0004386



Einführung

Biotin-konjugierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen Maus-CD11b (Integrin alpha-M, CR3). Validiert für die Durchflusszytometrie, detektiert ein 127 kDa Protein; reagiert mit Mausproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Maus CD11b mAb
Bemerkungen/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Spezies	Maus
GeneID (Human)	3684
GeneID	16409
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 143-337 von Maus-CD11b (NP_032427.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P05555
Proteingewicht	127kDa
Versand	Eisbeutel