

Biotin-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-Cd19-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P25918

Artikelnummer: CM0009868

Einführung

Mit Biotin konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper, spezifisch für Maus-CD19 (UniProt P25918), validiert für die Durchflusszytometrie. Ermöglicht den Nachweis von B-Lymphozyten bei der Immunphänotypisierung und in Studien zur B-Zell-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	Biotin-Konjugierter Kaninchen-Anti-Maus-CD19-mAk
Spezies	Maus
Gen-ID (Human)	930
Gen-ID	12478
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus-CD19
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P25918
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Kühltasche