

Biotin Kaninchen-Anti-Maus-Cd28-Monoklonaler Antikörper Für Die Durchflusszytometrie - P31041

Artikelnummer: CM0012572



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD28, validiert für die Durchflusszytometrie. Ideal für Untersuchungen zur T-Zell-Aktivierung und Kostimulation in der immunologischen Forschung sowie für die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen-anti-Maus-CD28-mAb
Bemerkungen/Alias	Cd28
Art	Maus
GeneID (Mensch)	940
GeneID (Maus)	12487
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 20-149 des Maus-CD28 entspricht (NP_031668.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P31041
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Kühlakku