

Biotin-Kaninischer Anti-Maus-Cd4-Mab - P06332

Artikelnummer: CM0011372

Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD4 (L3T4, Ly-4) für die Durchflusszytometrie. Das Immunogen umfasst die extrazelluläre Domäne; für die Anwendung bei Mäusen validiert. Ideal für Studien zu T-Helferzellen und Immunantworten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-kaninischer Anti-Maus-CD4-mAb
Anmerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Art	Maus
Gen-ID (Mensch)	920
Gen-ID	12504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 27-394 des Maus-CD4 (NP_038516.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Kühlakku