

Biotin Kaninchen Anti-Maus Cd4 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06332

Artikelnummer: CM0005197

Einführung

Biotinyliertes kaninchenspezifisches monoklonales Antikörper, das gegen Maus-CD4 (L3T4, Ly-4) gerichtet ist. Validiert für Durchflusszytometrie an Mausproben. Korezeptor für MHC-Klasse II, essentiell für die Funktion von T-Helferzellen. Swiss-Prot: P06332.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Maus CD4 mAk
Bemerkungen/Alias	L3T4; Ly-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	920
GenID	12504
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 27-394 von Maus-CD4 (NP_038516.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06332
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel