

Biotin-Markiertes Kaninchen Anti-Maus Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0009244

Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchenantikörper gegen Maus-CD45 (PTPRC, L-CA, B220) für die Durchflusszytometrie. Geeignet für den Nachweis des häufigen Leukozytenantigens in Mausproben, validiert für FC.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Rabbit anti-Maus CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 26-566 von Maus-CD45 (NP_001104786.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Versand	Lagern bei -20°C