

Biotin Kaninchen Anti-Maus Cd45 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P06800

Artikelnummer: CM0008686

Einführung

Biotinyliertes kaninchenspezifisches monoklonales Antikörper gegen Maus CD45 (P06800), validiert für Durchflusszytometrie. Rekombinantes Immunogen (aa 26-566), erkennt Maus CD45 mit mehreren Isoformen (130-144 kDa) für die immunologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Maus CD45 mAk
Bemerkungen/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	5788
GenID	19264
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 26-566 von Maus CD45 enthält (NP_001104786.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P06800
Proteingewicht	130kDa/140kDa/144kDa
Versand	Eisbeutel