

Biotin Kaninchen Anti-Maus Cd5 Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P13379

Artikelnummer: CM0011224

Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD5 (Ly-1). Entwickelt für die Durchflusszytometrie (FC) zum Nachweis von T-Zell-Oberflächenglykoproteinen in Mausproben. Validiert für Maus-Krossreaktivität. 54 kDa Ziel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Maus CD5 mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	921
Gen-ID	12507
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-371 von Maus-CD5 (NP_031676.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P13379
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel