


Biotin Rabbit Anti-Mouse Cd8A Monoclonal Antibody For Fc - P01731

Artikelnummer: CM0010692



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD8a (Ly-2) für die Durchflusszytometrie. Erkennt die CD8-Alpha-Kette, einen 27 kDa T-Zell-Korezeptor, der für die Interaktion mit MHC-Klasse-I und die CTL-vermittelte Immunität entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Rabbit anti-Mouse CD8a mAb
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	925
Gen-ID	12525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 28-196 von Maus-CD8a (NP_001074579.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel