


Biotin-Konjugierter Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Gegen Maus-Cd8A Für Fc - P01731

Artikelnummer: CM0009201



Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-CD8a für die Durchflusszytometrie. Spezifisch für die CD8-Alpha-Kette des T-Zell-Oberflächenglykoproteins der Maus (MG 27 kDa). Ideal für Untersuchungen der Immunantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-konjugierter Kaninchen-anti-Maus-CD8a-mAk
Bemerkungen/Alias	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Art	Maus
GeneID (Mensch)	925
GeneID	12525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-196 der CD8a der Maus (NP_001074579.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01731
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku