

Biotin-Kaninchen Anti-Maus IgA (Fc) Mak

Artikelnummer: CM0008678

Einführung

Biotinylierter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen Maus-IgA (Fc) für die intrazelluläre Durchflusszytometrie. Spezifisch für die Fc-Region von Maus-IgA, gewährleistet minimale Interferenz. Ideal für die Immunologie- und Schleimhautimmunitätsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Biotin-Kaninchen anti-Maus IgA (Fc) mAk
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 99-344 von Maus-IgA enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	Durchflusszytometrie (intrazellulär)
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Kühltasche