

Biotin Kaninchen Anti-Maus IgM Monoklonaler Antikörper Für Durchflusszytometrie - P01872

Artikelnummer: CM0004827



Einführung

Biotin-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen die konstante Region der schweren Kette von Maus IgM, spezifisch validiert für die Durchflusszytometrie. Erkennt sowohl membrangebundene BCR als auch sezerniertes IgM auf Maus-B-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Maus IgM mAk
Anmerkungen/Aliase	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
Spezies	Maus
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 105-454 von Maus IgM (P01872) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC (Durchflusszytometrie)
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P01872
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel