

Biotin Kaninchen Anti-Maus Integrin Alpha 2/Cd49B Monoklonaler Antikörper Für Fc - Q62469

Artikelnummer: CM0005661

Einführung

Biotin-konjugierter kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Maus Integrin alpha-2 (CD49b/DX5/GPIa). Validiert für Durchflusszytometrie. Geeignet für Studien zu Kollagenrezeptoren und Zelladhäsion. Vorhergesagtes Molekulargewicht 129 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen anti-Maus Integrin alpha 2/CD49b mAk
Bemerkungen/Alias	DX5; GPIa; CD49B
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	3673
GenID	16398
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 168-366 von Maus Integrin alpha 2/CD49b (NP_032422.2) enthält)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q62469
Proteingewicht	129 kDa
Versand	Eisbeutel