

Biotin-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Den Biotin-Nachweis In Wb- Und Elisa-Anwendungen

Artikelnummer: CM0000014

Einführung

Dieser biotinspezifische Kaninchen-monoklonale Antikörper ist für WB- und ELISA-Anwendungen validiert. Er eignet sich für die Biotin-Markierungsforschung, den Nachweis biotinylierter Moleküle und die Qualitätskontrolle in der Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Biotin-Kaninchen-mAk
Spezies	Mensch
Immunogen	Rekombinantes Protein, Biotin
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Andere modifizierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Andere (breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Kühltasche