

Biotin Kaninchen Polyklonaler Antikörper

Artikelnummer: CM0021067

Einführung

Biotin Kaninchen Polyklonaler Antikörper (pAb) für den WB-Nachweis. Artenunabhängige Kreuzreaktivität ermöglicht den breiten Einsatz in Biotinylierungs-Assays und der Analyse biotinmarkierter Proteine. Wird mit Versand in Kühltasche geliefert.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Kaninchen pAb
Immunogen	Chemische Verbindungen
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB
Kreuzreaktivität	Artenunabhängig
Versand	Kühltasche