

Biotin-Ratte-Anti-Maus Cd3 Monoklonaler Antikörper Für Fc - P04235 / P22646

Artikelnummer: CM0004415

Einführung

Biotin-konjugierter monoklonaler Ratten-Antikörper gegen Maus-CD3-Delta- und -Epsilon-Ketten. Validiert für Durchflusszytometrie, ideal zur Untersuchung der T-Zell-Aktivierung, Thymozyten-Differenzierung und adaptiven Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin-Ratte-anti-Maus CD3 mAk
Bemerkungen/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Spezies	Maus
GenID (Mensch)	916/915
GenID	12500/12501
Immunogen	Ein synthetisiertes Peptid, abgeleitet von Maus-CD3.
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P04235/P22646
Proteingewicht	19kDa/21kDa
Versand	Eisbeutel