

Biotin Ratten Anti-Maus Ter-119 Mab - Ter-119

Artikelnummer: CM0006219

Einführung

Biotin-konjugierter Ratten-monoklonaler Antikörper gegen das Maus-TER-119-Antigen für Anwendungen in der Durchflusszytometrie (FC). Spezifisch für Mausproben, geeignet für Forschungsarbeiten im Bereich der Erythroid-Linienuntersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Biotin Ratten anti-Maus TER-119 mAb
Bemerkungen/Alias	Ter119; TER-119
Spezies	Maus
Gen-ID	104231
Immunogen	Rekombinantes Protein von Maus TER-119
Quelle	Ratte
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	FC
Kreuzreaktivität	Maus
Versand	Eisbeutel