

Bmpr1B Kaninchen-Pak - O00238

Artikelnummer: CM0019402



Einführung

BMPR1B Kaninchen-pAk ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Er erkennt menschliches, murines und rattespezifisches BMPR1B, einen Rezeptor für BMP7 und GDF5, der an der Chondrozytendifferenzierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMPR1B Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	ALK6; AMD3; AMDD; BDA2; ALK-6; BDA1D; CDw293; BMPR1B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	658
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00238
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel