

Bmpr2 Kaninchen Pab Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13873

Artikelnummer: CM0029940



Einführung

BMPR2 Kaninchen pAb (Q13873) ist ein polyklonaler Antikörper gegen den Bone-Morphogenetic-Protein-Rezeptor Typ 2 für WB, IF/ICC, ELISA. Mit Kreuzreaktivität gegenüber Mensch, Maus und Ratte eignet er sich für Studien zu pulmonaler Hypertonie und BMP-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BMPR2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	BMR2; PPH1; BMPR3; BRK-3; POVD1; T-ALK; BMPR-II; BMPR2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	659
GenID	659
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-150 von menschlichem BMPR2 (NP_001195.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13873
Proteinmasse	115 kDa
Versand	Eisbeutel