

Bob1 (Pou2Af1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16633

Artikelnummer: CM0020803



Einführung

Hochspezifischer BOB1 (POU2AF1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt den humanen BOB1-Transkriptionskoaktivator, der an der B-Zell-Immunantwort beteiligt ist, ideal für die Immunologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BOB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	POU2AF1; BOB1; OBF-1; OBF1; OCAB; POU class 2 associating factor 1
Spezies	Mensch
GeneID	5450
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem BOB1 entspricht (NP_006226.2)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16633
Proteingewicht	27kDa
Versand	Eisbeutel