

Brd3-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15059

Artikelnummer: CM0019116



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes BRD3, validiert für Western Blot, Paraffin-Immunhistochemie und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-BRD3. Ideal für Untersuchungen zur Chromatin- und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRD3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ORFX; FSHRG2; RING3L; BRD3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8019
Gen-ID	8019
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 150-305 des humanen BRD3 (NP_031397.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q15059
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Kühlakku