


Brd4-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60885

Artikelnummer: CM0021369



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes BRD4 (Bromodomänen-enhaltendes Protein 4), geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt BRD4 aus Mensch, Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung der epigenetischen und transkriptionellen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRD4-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; BRD4
Art	Mensch
Gen-ID	23476
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 700-794 des humanen BRD4 (NP_001317313.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O60885
Proteingewicht	152 kDa
Versand	Kühlakku