


Brd7 Kaninchen-Pak - Q9Npi1

Artikelnummer: CM0020214



Einführung

Anti-BRD7 polyklonaler Kaninchen-Antikörper für WB und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. BRD7 ist ein Bromodomain-Protein, das an Chromatin-Remodelling, Wnt-Signalweg und Tumorsuppression beteiligt ist. Geeignet für Studien zur Transkription und zum Zellzyklus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRD7 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	BP75; NAG4; CELTIX1; SMARCI1; BRD7
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	29117
Gen-ID	29117
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-95 von menschlichem BRD7 (NP_037395.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPI1
Proteingewicht	74kDa
Versand	Eisbeutel