

Brdu Maus-Monoklonaler Antikörper - Bromodeoxyuridin

Artikelnummer: CM0003114

Einführung

Brdu Maus mAb ist ein monoklonaler Antikörper, der spezifisch für Bromodeoxyuridin ist und für IF/ICC- und ELISA-Anwendungen geeignet ist. Er kreuzreagiert mit allen Spezies und bietet so ein vielseitiges Werkzeug für die Zellproliferations- und DNA-Syntheseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Brdu Maus mAb
Gen-ID (Human)	Brdu
Immunogen	Rekombinantes Protein, Bromodeoxyuridin
Herkunft	Maus
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	ALLE
Versand	Eisbeutel