


Bre Kaninchen Polyklonaler Antikörper - Q9Nxr7

Artikelnummer: CM0016366



Einführung

BRE Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Immunogen: rekombinantes Protein (aa 51-229). Verwendet in der DNA-Schadensreparatur- und Apoptoseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BRE Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BRE; BRCC4; BRCC45
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9577
GenID	9577
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 51-229 von menschlichem BRE (NP_954661.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NXR7
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel