


Bscl2 Kaninchen-Pak Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96G97

Artikelnummer: CM0016638



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes BSCL2 (Seipin). Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Untersuchungen zur Lipidtropfen-Biologie und Adipogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BSCL2 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	HMN5; PELD; HMN5C; SPG17; GNG3LG; BSCL2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	26580
GenID	26580
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 265-363 von humanem BSCL2 (NP_116056.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96G97
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel