


Bst1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper - Q10588

Artikelnummer: CM0025367



Einführung

BST1 Kaninchen-polyclonaler Antikörper (CD157, cADPR2) validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch und Maus. Geeignet für die Erforschung von zyklischer ADP-Ribose-Signalgebung und Vorläufer-B-Zellwachstum.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BST1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CD157; cADPR2; BST1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	683
GeneID	683
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 29-293 von menschlichem BST1 (NP_004325.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q10588
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel