


Btk-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q06187

Artikelnummer: CM0013347



Einführung

BTK-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Zielmolekül Tyrosin-Protein-Kinase BTK (Q06187), ein Schlüsselmolekül der B-Zell-Signalübertragung, für die immunologische Forschung und diagnostische Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	BTK-Kaninchen-pAk
Anmerkungen/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; P5CTK1; BTK
Spezies	Human
GeneID (human)	695
GeneID	695
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 173-272 des humanen BTK (NP_000052.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q06187
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel