


C-Abl (Abl1) Monoklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P00519

Artikelnummer: CM0007670



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes c-Abl (ABL1) für Western Blot und ELISA. Erkennt die 123 kDa große Nichtrezeptor-Tyrosinkinase, die am Zellwachstum, an der Umgestaltung des Zytoskeletts und an der Apoptose beteiligt ist. Geeignet für die Krebs- und Signalwegforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	c-Abl-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ABL; JTK7; p150; c-ABL; v-abl; CHDSKM; c-ABL1; BCR-ABL; bcr/abl; c-Abl
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	25
GeneID	25
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1000-1130 des humanen c-Abl (NP_005148.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P00519
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Kühlakku