

C8B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P07358

Artikelnummer: CM0025553



Einführung

C8B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen die Komplement-C8-Beta-Kette, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Membranangriffskomplex und zur angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	C8B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C82; C8B
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	732
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 55-350 von humanem C8B (NP_000057.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07358
Proteingewicht	67kDa
Versand	Kühltasche