


Cadm1 Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - Q9By67

Artikelnummer: CM0023274



Einführung

CADM1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-CADM1. Ideal für die Erforschung von Zelladhäsion, Tumorsuppression und synaptischer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CADM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BL2; ST17; IGSF4; NECL2; RA175; TSLC1; IGSF4A; Necl-2; SYNCAM; sglGSF; sTSLC-1; synCAM1; CADM1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23705
Gen-ID	23705
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 45-344 von menschlichem CADM1 (NP_055148.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BY67
Proteinmasse	49 kDa
Versand	Eisbeutel