

Cadps Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - Q9Ulu8

Artikelnummer: CM0022499



Einführung

CADPS Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA. Zielt auf den calciumabhängigen Sekretionsaktivator 1 (CAPS-1/CADPS1) in menschlichen neuronalen und endokrinen Geweben. Ideal für Studien zur Exozytose und Neurotransmittersekretion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CADPS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAPS; CAPS1; CADPS1; UNC-31; CADPS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8618
GenID	8618
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1020-1100 von menschlichem CADPS (NP_899630.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9ULU8
Proteingewicht	153kDa
Versand	Eisbeutel