

Calmegin Kaninchen-Mab Für Wb, If-P, Elisa - O14967

Artikelnummer: CM0003867

Einführung

Calmegin Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges Calmegin (70 kDa). Für Studien zur Spermatogenese und ER-Chaperonen. - O14967

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calmegin Kaninchen-mAb
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1047
GenID	1047
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 180-350 von menschlichem Calmegin (O14967) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14967
Proteingewicht	70 kDa
Versand	Eisbeutel