

Calpain Small Subunit 1 Kaninchen-Pak - P04632

Artikelnummer: CM0030886



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen Calpain small subunit 1 (CAPNS1). Geeignet für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes CAPNS1-Protein. Ideal für Studien zur zytoskelettalen Remodellierung und Calpain-Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calpain small subunit 1 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	CANP; CDPS; CSS1; CANPS; CAPN4; CALPAIN4; Calpain small subunit 1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	826
Gen-ID	826
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 69-268 von humanem Calpain small subunit 1 (NP_001740.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04632
Proteingewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel