

Calretinin Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P22676

Artikelnummer: CM0007602

Einführung

Calretinin Kaninchen monoklonaler Antikörper (P22676) validiert für WB, IHC-P, IF-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu Kalziumhomöostase, neuronale Plastizität und Gehirngewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Calretinin Kaninchen mAk
Anmerkungen/Alias	CR; CAL2; CAB29; Calretinin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	794
Gen-ID	794
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-271 des menschlichen Calretinin (NP_001731.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P22676
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel