

Calu Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43852

Artikelnummer: CM0030100

Einführung

CALU Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (O43852), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Calumenin reguliert die Vitamin-K-abhängige Carboxylierung und Calciumbindung. Ideal für ER/Golgi-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	CALU Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CALU; Calumenin
Spezies	Mensch
Gen-ID	813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-315 von menschlichem CALU (NP_001210.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43852
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eisbeutel