


Camp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Artikelnummer: CM0017526



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CAMP (LL-37/CAP-18), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Für Forschung zu angeborener Immunität und antimikrobieller Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Spezies	Human
GeneID (Human)	820
GeneID	820
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 132-170 von humanem CAMP (NP_004336.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	P49913
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel