


Capg-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P40121

Artikelnummer: CM0009574



Einführung

CAPG-Kaninchen-monoklonaler Antikörper (P40121), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist das Makrophagen-Capping-Protein, ein wichtiger Regulator des Aktins. Geeignet für die Forschung am Zytoskelett und an der Makrophagenfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPG-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	MCP; AFCP; HEL-S-66; CAPG
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	822
GeneID	822
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-188 des humanen CAPG (P40121) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40121
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku