

Cas9-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Cas9

Artikelnummer: CM0013719

Einführung

CAS9-Kaninchen-polyklonaler Antikörper (pAb) für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Erkennt CAS9 aus Staphylococcus aureus; Kreuzreaktivität mit humanen und anderen Spezies wird vorhergesagt. Rekombinantes Immunogen. Geeignet für die CRISPR-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CAS9-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAS9
Spezies	Staphylococcus aureus
Gen-ID (Mensch)	CAS9
Gen-ID	901176
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 450-730 von Streptococcus pyogenes M1 GAS CAS9 (NP_269215.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, andere (breites Spektrum vorhergesagt)
Versand	Kühlakku