

Casein-Kinase 2 Beta (Csnk2B), Kaninchen-Pab - P67870

Artikelnummer: CM0017743



Einführung

Polyklonaler Antikörper gegen humanes CSNK2B, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur CK2-Signalübertragung und EBV-Infektion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Casein-Kinase 2 beta (CSNK2B), Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	G5A; CK2B; CK2N; Ckb1; Ckb2; CSK2B; POBINDS; Casein-Kinase 2 beta (CSNK2B)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1460
Gen-ID	1460
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-215 der humanen Casein-Kinase 2 beta (Casein-Kinase 2 beta (CSNK2B)) entspricht (NP_001311.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P67870
Proteingewicht	25 kDa
Versand	Eisbeutel