

Caspase-10 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q92851

Artikelnummer: CM0013231

Einführung

Caspase-10 Kaninchen-pAb ist ein menschenpezifischer polyklonaler Antikörper, der für WB und ELISA validiert wurde. Er zielt auf das 59 kDa Apoptose-Initiator-Caspase ab und ist ideal für die Apoptose- und Zelltodforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-10 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MCH4; ALPS2; FLICE2; FLICE-2; Caspase-10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	843
GenID	843
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-521 von menschlichem Caspase-10 (NP_116759.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q92851
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel