

Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Gegen Caspase-12 Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q6Uxs9

Artikelnummer: CM0007229

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen das humane Caspase-12-Protein. Geeignet für Anwendungen in Western Blot, IHC, IF und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung der angeborenen Immunität und der Entzündungsreaktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caspase-12-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	CASP-12; CASP12P1; Caspase-12
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	100506742
GeneID	100506742
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend den Aminosäuren 1-100 der humanen Caspase-12 (NP_001177945.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6UXS9
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel