

Caspase-8 Kaninchen Pab - O89110

Artikelnummer: CM0013917

Einführung

Poliklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen Caspase-8, einen zentralen Regulator von Apoptose, Nekroptose und Pyroptose. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Zelltod und Entzündungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Caspase-8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MACH; Mch5; FLICE; CASP-8; Caspase-8
Art	Maus
GenID (Mensch)	841
GenID	12370
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 4-480 von Maus-Caspase 8 (NP_033942.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O89110
Proteingewicht	55 kDa
Versand	Eisbeutel