

Cast Kaninchen Pab Für Wb, Elisa - P20810

Artikelnummer: CM0030989

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CAST (Calpastatin) für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für Calpain-Inhibitions-, Muskelabbau- und Proteaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAST Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BS-17; PLACK; ST
Spezies	Human
GeneID (Human)	831
GeneID	831
Immunogen	Synthetisches Peptid
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P20810
Protein-Gewicht	77kDa
Versand	Eistüte