

Polyklonaler Kaninchenantikörper Gegen Castor1 Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Wtx7

Artikelnummer: CM0019280



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen CASTOR1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes CASTOR1 und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Zytosolischer Argininsensor für die Erforschung der mTORC1-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CASTOR1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	GATSL3; CASTOR1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	652968
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-329 des humanen CASTOR1 (NP_001032755.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8WTX7
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Kühlakku