

Kathepsin G Kaninchen Pab Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08311

Artikelnummer: CM0028599



Einführung

Kathepsin G Kaninchen pAb validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung von Serinproteasenfunktionen bei Entzündungen, Immunantworten und antimikrobieller Aktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kathepsin G Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CG; CATG; Cathepsin G
Spezies	Mensch
GenID	1511
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 21-255 des menschlichen Kathepsin G (NP_001902.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08311
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel