


Caveolin-1 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q03135

Artikelnummer: CM0023732



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Caveolin-1 (CAV1), validiert für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF-P), Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Caveolae, Zellsignalgebung und Membrantransport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Caveolin-1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	857
Gen-ID	857
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-80 von humanem Caveolin-1 (NP_001744.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q03135
Protein-Gewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel